




**Keramikteleskoparbeit
auf CERCON-Basis**

Die Cercon-Primärteile nach dem
Aufpassen auf den Stümpfen





Die Cercon-Primärteile beim Fräsen mit
Wasserkühlung









Die fertig gefrästen Cercon-Primärteile







Galvanosekundärteile









circon





Wachsmodellation der Tertiärkonstruktion





circon





A close-up photograph of a dental model. The model shows a row of teeth with a white ceramic step (Keramikstufe) and a division wedge (Teilungsgeschiebe) applied to the crown. The background is a blurred orange color.

Cercontertiärkonstruktion mit Keramikstufe
und Teilungsgeschiebe







Cercontertiärkonstruktion mit
Teilungsgeschiebe





















Keramik mit Schulterbrand







Frontzahnkeramik individualisiert







Zähne zeigen! Wir kümmern uns drum

Cuspident Zahntechnik GmbH

Mühlenstraße 6
36266 Heringen (Werra)

Fon. 0 66 24 / 5 41 32
Fax. 0 66 24 / 91 92 55

e-mail: info@cuspident.com

Ihr Ansprechpartner:

Herr Rollmann (Geschäftsleitung)

www.cuspident.com

Cuspident Zahntechnik GmbH

Mühlenstraße 6
36266 Heringen (Werra)

Fon. 0 66 24 / 5 41 32
Fax. 0 66 24 / 91 92 55

e-mail: info@cuspident.com

Ihr Ansprechpartner:

Herr Rollmann (Geschäftsleitung)

www.cuspident.com